

Clinell Peracetic Acid Wipes

Trygg og enkel desinfeksjon av ikke-invasivt medisinsk utstyr

- Pereddiksyregenererende engangsservietter
- Rask virketid
- 99,9999% drapsrate på sporer
- CE merket klasse IIa for godkjent bruk på medisinsk utstyr

EFFEKTIV MOT
BIOFILM,
SPORER OG
NAKNE VIRUS



Clinell Peracetic Acid Wipes

- *Enkelt, trygt og effektivt*

Hurtigvirkende engangsservietter til rengjøring og bredspektrert desinfeksjon av ikke-invasivt medisinsk utstyr.

Enkel og god i bruk

- Ferdig dosert og enkel i bruk.
- Du bruker det du trenger, mindre svinn.
- Tykk og god klut å jobbe med.
- Brukes til rengjøring og til desinfeksjon.

Trygg


- Realistiske virketider, dekket overflate tørker i tråd med nødvendig virketid.
- Virkestoffet pereddiksyre er velkjent og godt dokumentert uten risiko for utvikling av resistens.
- Bestått EN16615 for desinfeksjonsservietter.
- Høy materialkompatibilitet.

Effektiv

- Effektiv på bakterier, sopp, virus, mykobakterier og sporer.
- Virketider B. Subtilis på 1 minutt og C.Diff. på 2 minutter, under skitne forhold.
- Drapsrate på Log₆, 99,9999% på sporer.



Clinell Peracetic Acid Wipe<s
Varenr.: 3557 | EPD: 4737144



Clinell Peracetic Acid Wipes har blant annet bestått følgende tester: EN 14476, EN 13704, EN 17126, EN 14561, EN13727, EN 14562, EN 17126, EN 14348, EN 13624 og EN16615.

Fullverdig liste og virketider og mer teknisk informasjon finnes på lilleborg.no.